

HABIB 4X



**A NIPRO
CUIDA
DE VOCÊ**



ENDOVASCULAR

HABIB 4X

Dispositivo eletrocirúrgico RITA Habib de ressecção bipolar por radiofrequência para cirurgias intra-operatória e laparoscópica.



Comprimento do eletrodo de 10 cm - dispositivo para ressecção do parênquima e coagulação do tecido.



Comprimento do eletrodo de 6 cm - dispositivo com agilidade para ressecções mais rápidas e menores.



FERRAMENTA "PUSH-OFF"

- Auxilia a retirada da agulha do tecido ressecado;
- Ferramenta de limpeza das agulhas do Habib 4x, material em poliuretano.

A NIPRO
CUIDA
DE VOCÊ

 ENDOVASCULAR



Mecanismo de profundidade de tecido.



Placa de proteção posicionada.



Placa de proteção retirada.

BENEFÍCIOS

- Coagula uma área de tecido de aproximadamente 1 cm de largura com uma profundidade de até 4 cm, com duração média de 8 segundos;
- Coagula e veda os vasos até 10 mm em uma aplicação;
- Reduz a perda de sangue durante cirurgias hepáticas e renais;
- Elimina a necessidade de pinçamento vascular em cirurgias hepáticas e renais;
- Reduz o tempo de cirurgia e o tempo de recuperação.

ESPECIFICAÇÕES

Aplicações práticas no fígado

Os dispositivos de ressecção bipolar laparoscópica e intra-operatória Habib 4x oferecem a capacidade de pré-coagular o parênquima hepático, incluindo o tecido cirrótico comprometido, com perda mínima de sangue e permanências reduzidas na uti.

Aplicações práticas no rim

As novas diretrizes da American Urological Association (AUA) recomendam uma Nefrectomia Parcial (NP) para pacientes com tumores T1 menores que 4 cm. Os dispositivos de ressecção bipolar laparoscópica e aberta Habib 4X são ferramentas excepcionais para ajudar a transição de urologistas para NP.

Código ANVISA	Código NIPRO	Produto	Comprimento
700-103659	AG-700103659	HABIB 4X Laparoscópico	36 cm
4401S	AG-4401S	HABIB 4x	6 cm
4401L	AG-4401L	HABIB 4x	10 cm
700-103285	AG-700103285	Cabo Adaptador HABIB/1500x	-





NIPRO
MEDICAL CORPORATION DO BRASIL

NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL

Espace Center
Av. Embaixador Macedo Soares, 10.735
Galpões 22 e 24 - Vl. Anastácio
São Paulo - SP - CEP.: 05095-035
PABX: + 55 (11) 3643-0530

Responsável Técnico
Maita C. F. Barros | CRF/SP: 80.118

WWW.NIPROBRASIL.COM.BR

**A NIPRO
CUIDA
DE VOCÊ**



ENDOVASCULAR